

抗酸化性分析装置

平成21年度ものづくり試作加工支援センター事業により導入



性能及び仕様

製造所: (株)ウイスマー製
型式: フリーラジカル解析装置
FREE carpe diem
導入年度: 平成21年度

仕様

- ・食品から得られる水溶性有機液体の抗酸化力を測定可能
- ・抗酸化力の測定法: OXY吸着テスト(次亜塩素酸ラジカルの消去能試験)
- ・血液の酸化度及び抗酸化力を測定可能

用途: 食品素材の抗酸化性の測定、人の血液における酸化ストレスの測定に用いる。